


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕСЫ-АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОННЫЕ RS-7007

Благодарим за выбор весов Resee. Эти весы особенные, они имеют форм-фактор для европейского размера стопы и используют технологию частотного биоимпедансного анализа состава тела (BIA). И в паре со смартфоном будут помогать вам и вашему тренеру удаленно отслеживать статистику таких важных показателей как: вес, индекс массы тела, количество жира и воды в организме, мышечную и костную массу, скорость обмена веществ, метаболический возраст и многое другое.

История ваших замеров сохраняется в облачном хранилище и при желании синхронизируется с приложениями Apple Health, Google fit и Fitbit. А встроенный аккумулятор, с зарядкой через Micro-USB разъем, делает все замеры одинаково точными.

ДИСПЛЕЙ ВЕСОВ


 ✕ kg Замер успешен	 Красн - идет зарядка Зелен - зарядка окончена	 Калибровка датчиков
 Низкий заряд аккумулятора	НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ Сбросьте настройки кнопкой снизу весов или зарядите их	 Перегрузка

1

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Смарт-весы подключаются через Bluetooth соединение к любому смартфону с ОС Android 4.3+ или iOS 8.0+. А также могут работать в режиме обычных весов, с отображением данных на встроенном дисплее, без подключения к смартфону. Чтобы получать наиболее точные результаты, проводите измерения ежедневно в одно и то же время и желательно в нижнем белье.

1. Зарядите весы с помощью стандартного кабеля Micro-USB от любого зарядного устройства (5V / 0.5 – 2A) Apple, Android или компьютера. Смена красного индикатора батареи на зеленый укажет на окончание зарядки. Если весы не активируются с полностью заряженным аккумулятором, нажмите кнопку сброса на задней панели.



2. Установите весы на твердую и ровную поверхность и откалибруйте их: станьте и сразу сойдите с весов, на дисплее отобразится CAL, после чего 0.00 kg.



3. Установите приложение «Feelfit-Health Fitness Tool». После чего включите службы Bluetooth и Геолокации в смартфоне.



3


ВАЖНО

- ❖ Данные весы - это высокоточный измерительный прибор. Не пытайтесь их разобрать, становитесь осторожно - не топя.
- ❖ Устанавливайте весы только на ровную, твердую и сухую поверхность. Не превышайте допустимую нагрузку в 180 кг.
- ❖ Анализ состава тела возможен только при прямом контакте кожи с поверхностью устройства (без носков или обуви).
- ❖ Запрещается оставлять на весах предметы в период простоя. Это может привести к изменению настроек датчиков.
- ❖ Используйте смарт-весы при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей и воды. Хранение в ванной комнате не рекомендуется.
- ❖ Для очистки поверхности применяйте очиститель для стекла. Не используйте мыло или другие химические вещества.
- ❖ Весы не должны использоваться в целях диагностики или лечения. Несмотря на высокую точность измерений, данное устройство не заменяет проведения исследований на профессиональном медицинском оборудовании и консультаций с профильными специалистами.
- ❖ После интенсивных физических нагрузок проводите измерения только через 30 минут и когда ваше тело сухое.
- ❖ Возможны искажения результатов, когда вы больны или находитесь в состоянии алкогольного опьянения.
- ❖ Если вы беременны или используете кардиостимулятор и другие медицинские устройства - следует учитывать возможные искажения данных, полученные в результате измерений. Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- ❖ Не используйте устройство, если оно повреждено. Это может привести к травме и неверным результатам.


2

4. Запустите приложение и зарегистрируйте свой аккаунт, выбрав «Присоединиться», затем добавьте личные данные, единицы измерения и подтвердите ОК.

Чтобы провести измерение встаньте на весы прямо, равномерно касаясь электродов босыми и сухими ногами, как показано на рисунке. Продолжайте стоять на весах в течение 5-10 секунд. Не двигайтесь, пока на дисплее весов мигают нули и не появятся показания веса. Звуковой сигнал в приложении уведомит об окончании процедуры измерений и отобразит все параметры на экране смартфона.



5. В случае если измерение не произошло – проведите сопряжение весов и смартфона вручную. Нажмите [+] в правом верхнем углу главного экрана в приложении. После чего «Управление устройствами» и еще раз [+]. Встаньте на весы – включится режим сканирования, запомните найденное устройство, после чего вернитесь на главный экран приложения и повторите действия, описанные в пункте 4.



4

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

- ❖ **МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ.** Если к весам есть совместный доступ нескольких пользователей через один аккаунт или смартфон – прежде чем стать на весы удостоверьтесь, что выбран именно ваш профиль. Проводя измерение в чужом профиле вы нарушаете статистику замеров. Удаление ошибочных замеров доступно на экране статистики конкретного пользователя. Перед подключением другого смартфона к весам, удостоверьтесь, что на предыдущем устройстве приложение «Feelfit» было закрыто.
- ❖ **ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.** Вы можете завести отдельный аккаунт для каждого члена семьи. Чтобы удалить учетную запись, проведите по ней влево и выберите «Удалить». Также вы можете изменить цветовую схему приложения, задать цель, изменить единицу измерений, задать звук измерения, переключить язык, задать пароль на странице «Настройки».
- ❖ **ПАРАМЕТРЫ ТЕЛА.** После измерения вся информация выводится на главном экране приложения и позволяет полученные данные сравнить с общепринятыми нормами по каждому показателю. Детальную информацию по каждому показателю можно получить простым нажатием на него.
- ❖ **СТАТИСТИКА.** После каждого взвешивания все замеры сохраняются в облачном хранилище, и не потеряются даже при смене смартфона. В приложении доступна статистика по каждому показателю за любой период неделя/месяц/год. Переключение между показателями происходит при нажатии на соответствующие иконки (жир, вода, мышцы и т.д.)

5

ПРОЕКТ «РЕАКТОР»

Внешний вид нашего тела только на 20% зависит от спорта и на 80% от продуктов, которые кладутся в рот! Именно поэтому мы сосредоточились на простой системе нормализации веса без голодовок и утомительных физнагрузок. В основе качественного похудения всего 2 правила: ежедневные замеры состава тела на смарт-весах и сбалансированное питание. Например продуктами Herbalife nutrition – бренда №1 в мире в сфере контроля и снижения веса.

Если это о вас: ощущение постоянное чувство голода на любых диетах, стресс из-за резкого отказа от привычной еды и сладостей, отсутствие времени на готовку 6 блюд в день, многократный опыт возврата веса и низкого качества похудения (обвисание кожи, низкая энергия). Предлагаем проверенную временем и тысячами клиентов 3-х ступенчатую онлайн программу:

- ❖ **TESTDAY** - 3х дневная тестовая программа.
- ❖ **STARTPACK** - стартовые программы состав которых зависит от поставленных вами краткосрочных целей. На выбор пакеты: «БРАВО», «АКТИВ» И «ЧЕМПИОН».
- ❖ **FOCUSSET** - более 60 программ для достижения долговременных результатов от укрепления иммунитета до набора мышечной массы.

Если желаете получить персональные рекомендации в вопросах нормализации питания и веса - отправьте сообщение в Facebook с текстом «ИМЯ ФАМИЛИЯ - Я НА ВЕСАХ!». Обещаем стать лучшим другом на вашем пути к лучшей версии себя!

7

- ❖ **ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ.** В настройках профиля найдите пункт «Установить цель». Выставите желаемый вес, проводя по шкале вправо или влево. По достижении установленного веса приложение выдаст соответствующее уведомление.
- ❖ **НАПОМИНАНИЯ О ВЗВЕШИВАНИИ.** Взвешивания в одно и то же время помогут получить точные данные и отследить ваши успехи на пути к цели. Перейдите на страницу «Настройки», выберите «Напоминания о взвешивании» и включите напоминания, например, в 7:00 и 22:00.
- ❖ **РЕЖИМ «АТЛЕТ».** Включайте данный режим только если вы давно и регулярно занимаетесь спортом. Модель расчета всех биометрических показателей будет скорректирована для телосложения физически активных людей - с низким процентом жировой массы и высоким процентом мышечной.
- ❖ **ПРОСМОТР ОТЧЕТОВ, УДАЛЕНИЕ ДАННЫХ, ЗАГРУЗКА CSV** Нажмите «Статистика», чтобы просмотреть историю измерений. Перейдите в календарь, чтобы просмотреть данные в определенный день. Вы можете выбрать несколько или все замеры, которые хотите удалить. Вы также можете скачать и отправить данные на свой электронный адрес в формате CSV нажатием на значок «Поделиться» внизу экрана.
- ❖ **ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОГРЕССЕ.** Поделиться своими успехами с друзьями можно через Facebook, Instagram, SMS, нажав кнопку [+] на странице «Замеры» в верхнем правом углу и далее «Поделиться».
- ❖ **ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.** Некоторые ответы на часто задаваемые вопросы вы можете найти в разделе FAQ.

6

ТЕХНИЧ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ❖ Диапазон измерения: 0.2 - 180 кг
- ❖ Шкала измерения: 0.05 кг
- ❖ Единицы измерения: фунт/кг
- ❖ Питание: встроенный аккумулятор: 200 мАч
- ❖ Вход зарядки: Micro-USB, 5 Вольт, ток 0.5 - 2А
- ❖ Время полной зарядки: 2 - 4 часа
- ❖ Размер: 300x300x27 мм
- ❖ Вес нетто: 1.4 кг
- ❖ Температура использования: +5 – +45°C
- ❖ Материал: ABS + закаленное стекло
- ❖ Смартфон под ОС: Android 4.3 или iOS 8.0, Bluetooth 4.0
- ❖ Комплектность: весы, инструкция, упаковка

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется в соответствии с законом о «Правах потребителя КНР» и «Закона о качестве продукции КНР». В течении 12 месяцев с момента покупки у вас есть право отремонтировать, поменять или вернуть товар в компании Resee Technology Co.

Для того, чтобы данная инструкция была всегда под рукой, рекомендуем сфотографировать ее и сохранить в вашем смартфоне.

С пожеланиями наилучших результатов,
команда TRUEFOOD



@truefoodshop



+38 (063) 351 83 27



http://truefood.co.ua

8